

sedelogic

sits better | fits better

Sedelogic Lumbar Support car



NL – Handleiding

2.

DE – Anweisung

3.

UK – User manual

4.

Leverbare maten

Standaard maten

Art. 0711 26 cm hoogte, 37 cm breed.

Inleiding

Bedankt voor het kiezen van een Sedelagic auto lumbaal steun. Uw Sedelagic rugsteun is ontworpen voor het gebruik zoals omschreven in deze handleiding. Lees de handleiding volledig voor uw eerste gebruik.

De rugsteun bestaat uit de volgende onderdelen: Een cover, welke 3 mm dik is en bestaat uit een 3-dimensionaal geweven polyester en polyamide vezels. Daarna volgen twee lagen van een zachte 6,5 mm dikke vezel van polyester. Tevens bevat het product een 5 mm dikke thermoplastische laag. Tot slot bevindt zich een 7,5 mm dikke vezellaag.

Montage

1. Haal de rugsteun uit de verpakking.
2. Leg de rugsteun met de achterkant naar boven.
3. Verwarm het oppervlak van de achterkant met een fohn op een afstand van ongeveer 4 cm.
Let op: wanneer u met de fohn afhankelijk van de instelling te kort op het materiaal komt kan het beschadigen.
4. Neem plaats op een vlakke stoel en ga iets achterover zitten. Plaats de steun met de voorkant tegen de onderrug van de gebruiker. De onderkant van de steun dient op de stoel te staan.
5. Boetseer gedurende ongeveer 5 minuten de steun naar de vorm van de gebruiker. Het materiaal zal nu langzaam hard worden.
6. Laat de steun nu gedurende 15 minuten verder uitharden. Indien nodig kunnen deze stappen herhaald worden.
7. De lumbaalsteun is nu klaar voor gebruik in de autostoel.



Reinigen

Let op: de rugsteun mag niet gestoomd dan wel gesteriliseerd worden. Ook mag het niet in aanraking komen met agressieve chemische middelen. Bij een temperatuur boven 60°C verandert de structuur van het materiaal.

De rugsteun mag niet in de wasmachine noch in de wasdroger. Deze kan op de hand gewassen worden bij een temperatuur van maximaal 30°C. Gebruik geen scherpe voorwerpen.



Bijwerkingen

Indien roodheid ontstaat, welke niet binnen 15 minuten verdwijnt, wordt geadviseerd het gebruik te staken en uw therapeut te raadplegen. Eveneens raden wij u bij twijfel aan, uw therapeut te contacteren.

Preventie

Bij verandering van de typisch ademende en anatomisch gevormde structuur, kan de werkzaamheid van de rugsteun niet meer gegarandeerd worden. Mogelijke oorzaken zijn; te hoge wastemperatuur, zeer sterke contaminatie en/of scherpe voorwerpen.

Garantie

Twee jaar garantie, ingaande op moment van aankoop wordt verstrekt door Innovetmed, in geval van materiaal en/of fabricagefouten. Garantie zal geen vervolgschade dekken en in geen geval de kosten van het verkochte product overstijgen. De garantie beperkt zich tot het herstellen dan wel vervangen van het product. Verkeerd gebruik van de rugsteun valt uiteraard buiten de garantie.

Klachten

In geval van klachten kunt u contact opnemen met Innovetmed

Telefoon: +31 45 2050966

E-mail: info@sedelagic.com

Website: www.sedelagic.com

[INNOVETMED BV](http://www.innovetmed.nl)

Zet- en drukfouten voorbehouden.
Gepatenteerd product.

DE – Anweisung

Lieferbare Maße

Standardmaße

Art.0711 26 cm hoch, 37 cm breit.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sedelagic Lordosenstütze entschieden haben. Ihre Sedelagic Lordosenstütze wurde für die Benutzung entsprechend dieser Gebrauchsanleitung entwickelt. Bitte lesen sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung! Innovetmed empfiehlt Ihnen zusätzlich einen Therapeuten zu konsultieren, der Ihnen bestätigen kann, dass die gewählte Sedelagic – Lordosenstütze für sie geeignet ist.

Der Aufbau der Stütze besteht aus 5 Schichten dreidimensional gewebten Polyesterfadens. Schichte 1: 3 mm dicke Schichte polyester/polyamide. Schichte 2 und 3: 6,5 mm dicke weiche Schichten. Schichte 4: 5 mm dicke harte Schichte thermoplastisches Material. Schichte 5: 7,5 mm dicke Schichte. Infolge des dreidimensional gewebten Aufbaus ist die ganze Lordosenstütze atmungsaktiv.

Benutzung

1. Holen Sie die Lordosenstütze aus der Packung.
2. Legen Sie die Stütze mit der Hinterseite nach oben auf einem flachen Boden.
3. Föhnen Sie mit einem Haartrockner mit 4 cm Abstand so lange über die ganze Fläche bis die harte Schichte elastisch wird. Wenn Sie mit dem Trockner zu nah an die Stütze kommen, kann das Material beschädigt werden!
4. Setzen Sie sich auf einen flachen Stuhl und lehnen Sie sich etwas rückwärts. Setzen sie die Stütze mit der Vorseite gegen den Rücken des fahrers.
5. Die Unterseite der Stütze steht dabei auf dem stuhl. Modellieren Sie innerhalb von 5 Minuten die Stütze entsprechend der Form des Rückens des Benutzers. (siehe Zeichnung) Das Material wird jetzt langsam versteifen.
6. Lassen Sie die Stütze jetzt während weiterer 15 Minuten versteifen. Wenn nötig kann dieser Vorgang wiederholt werden.
7. Jetzt können Sie die Stütze benutzen ins auto.



Materialeigenschaften

Die Bestandteile der Stütze genügen den heutigen Sicherheitsstandards. Bitte nutzen oder lagern Sie die Stütze nicht in der Nähe von offenen Brennstellen oder starken Hitzequellen. Kontakt mit scharfen oder spitzen Teilen sollte unbedingt vermieden werden.

Reinigung

Damit ihre Freude an de Sedelagic Lordosenstütze nicht durch falsche Anwendung von Pflegemitteln oder falschen Temperaturen beim Waschen beeinträchtigt wird, bitten wir Sie die folgenden Hinweise zu beachten: Die Stütze kann nur mit Handwäsche gereinigt werden. Beachten Sie die maximale Gradzahl von 30°C. Höhere Temperatur verändert sich die Faserstruktur. Behandeln Sie Ihr Produkt nicht mit chemischen Mitteln. Geben Sie Ihr Produkt nie in den Trockner oder Waschmaschine. Produkt nie mangeln oder chemisch reinigen. Desinfizierung mit stark verdünntem, antibakteriellem Mittel.



Nebenwirkungen

Kontrollieren Sie Ihre Haut regelmäßig. Falls auftretende Rötungen nicht nach 15 Minuten verschwinden, benutzen Sie ihre Stütze nicht weiter und konsultieren Sie Ihren Therapeuten.

Prävention

Bei Veränderung der typischen, anatomisch gebildeten Struktur der Stütze, kann die Wirksamkeit nicht mehr garantiert werden. Mögliche Ursachen können zu hohe Waschttemperaturen, Kontakt mit scharfen Reinigungs-mitteln, scharfen oder spitzen Geräte sein.

Garantie

Sedelagic Produkte werden mit einer 2 Jahr Garantie auf Materialfehler und Fehler in der Materialverarbeitung ausgeliefert. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Die Garantie ist begrenzt auf die Höhe der Anschaffungskosten und erstreckt sich nicht auf einen etwaigen Mangelfolgeschaden. Garantie wird nicht geleistet, sofern fehlerhafter Gebrauch vorliegt.

Rückfragen

Im Falle von Rückfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Innovetmed BV
Telefon: +31 45 2050966
E-mail: info@sedelagic.com
Website: www.sedelagic.com

Satz und druckfehler vorbehalten.
Patentiert Produkt.

UK – User manual

Available sizes

Standard sizes

Art.0711 26 cm high, 37 cm wide.

Introduction

We thank you for choosing a Sedelagic Lumbar Support car. Only use the Sedelagic Lumbar Support after carefully reading this user manual.

The lumbar back cushion consists of 5 specific layers:
A cover which consists of a 3 mm soft 3D-woven polyester and polyamide fibre; Two 6.5 mm soft 3D-woven polyester fibre layers; A 5 mm hard layer consisting of a thermoplastic polyester fibre; and a 7.5 mm 3D-woven polyester fibre.

Installation

1. Remove the plastic protecting cover.
2. Place the lumbar support with the backside up.
3. Heat the material of the backside of the cushion with a hairdryer (make sure maintain a distance of 4 cm), until the hard core gets flexible. Caution: If the distance between hairdryer and cushion is too little (dependent on heat level of the hairdryer) the material can be damaged.
4. Sit down on a even chair and lean slightly backwards.
5. Place the lumbar support with the front side to the back of the user. The bottom of the cushion leans on the chair. Shape the cushion for 5 minutes; make sure it fits the back properly. The material will slowly harden.
6. Make sure to harden the cushion for 15 more minutes. If necessary iterate the above.
7. Your lumbar support is ready for use in your car.



Use

Check your skin frequently for any redness. In case of skin redness not disappearing within 15 minutes, discontinue the use and contact your therapist. When in doubt consult your therapist or dealer as well.

Flammability/ sharp objects

The material meets the need of present safety standards, nevertheless do not use or leave the lumbar support close to a naked flame or a high temperature heat source. Make sure to avoid contact with sharp edges.

Prevention

In case of a change in the ventilating and anatomic structure, the specific working mechanism cannot be guaranteed. Possible causes: High washing temperatures, not diluted chemical agents or sharp objects.

Cleaning and disinfection

Caution: do no steam or autoclave the support. Avoid contact with chemicals as well. The lumbar support cannot withstand temperatures above 60°C. These temperatures will change the materials structure.

The lumbar support can be disinfected with diluted antibacterial and antiseptical agents. Make sure to clean it with water before and after cleaning with this agent. Do not use a washing machine, dryer or fabric softener. Maximum washing temperature is 30°C.



Warranty

Innovetmed offers a warranty of 2 years after date of purchase against defects in materials and workmanship, provided that the product has been used properly. Remedies for breach of express warranties herein are limited to repair or replacement of the product. In no event shall damages for breach of any warranty include any consequential damages. Any damage arising from abnormal use is excluded from this warranty.

Complaints

For additional product information or complaints, please contact Innovetmed BV

Telephone: +31 45 2050966

E-mail: info@sedelagic.com

Website: www.sedelagic.com

Misprints reserved.
Patented product.